

TIERARZTPRAXIS
Das Beste aus beiden Welten:
Schulmedizin plus komplementäre Medizin
für Ihr Pferd.



**Dr. med. vet.
Markus Aschenbrenner**
Fachtierarzt für Pferde
Chiropraktik, Osteopathie für Pferde

Thierstein 12
93413 Cham
Telefon 0 99 71-86 11 46 info@equidoctor.de
Mobil 01 71-77 17 900 www.equidoctor.de

Magnetfeldtherapie in der Pferdemedizin

Praxis - Information

Was ist Magnetfeldtherapie?

Unter dieser komplementärmedizinischen Behandlungsmethode versteht man die Therapie mit gleichbleibenden oder pulsierenden Magnetfeldern. Erstere bestehen aus Magneten letztere aus mit Strom betriebenen magnetischen Hilfsmitteln (Decken, Matten, Gamaschen).

Ein Magnetfeld ist ein Kraftfeld, das entweder durch einen natürlichen Magnetstein oder künstlich über eine stromführende Spule und ein leitfähiges Material erzeugt werden kann.

Manche Befürworter gehen davon aus, dass bereits vor 200 Jahren bei chinesischen Medizinern der Einsatz magnetischer Steine zur Unterstützung der Heilung üblich war.

Hippokrates betrieb den Einsatz magnetischer Steine. Auch die alten Römer sollen an die positive Wirkung von Magneten geglaubt und die alten Ägypter magnetischen Schmuck zur Stärkung der Gesundheit getragen haben.

Magnetfelder fördern den Zellstoffwechsel und die Durchblutung. So gelangt vermehrt Sauerstoff vom Blut in die Zelle, die einen „Revitalisierungsschub“ erhalten. Dadurch kann der Heilungsprozess beschleunigt und die Abwehrkräfte gesteigert werden.

Darüber hinaus wirken Magnetfelder auf einen Teil des vegetativen Nervensystems, das unter anderem die Funktion der inneren Organe lenkt, sie wirken entspannend und heben die Reizschwelle. Dadurch werden Schmerzen später und weniger stark wahrgenommen, was den Einsatz in der Schmerztherapie erklärt.

Indikationen:

- Wundheilungsstörungen
- degenerative Erkrankungen am Bewegungsapparat
- Knochenbrüche
- Verspannung der Muskulatur
- Hämatome /Ödeme
- Entzündungen
- Gelenkschäden
- Verbrennungen
- Schmerzen
- Erregungszustände (Hengstigkeit, Hyperrossigkeit)

Für die Anwendung der Magnetfeldtherapie bei Pferden kommen Magnetfelddecken und Magnetfeldgamaschen zum Einsatz, die entweder gepulst sind oder Permanentmagnete beinhalten. Erstere sind durch die Variationsmöglichkeit von Magnetfeldstärke und Frequenz variabler einsetzbar und können deutlich höhere Eindringtiefen erreichen als die Permanentge-

TIERARZTPRAXIS

Das Beste aus beiden Welten:
Schulmedizin plus komplementäre Medizin
für Ihr Pferd.



**Dr. med. vet.
Markus Aschenbrenner**

Fachtierarzt für Pferde
Chiropraktik, Osteopathie für Pferde

Thierlstein 12
93413 Cham
Telefon 0 99 71-86 11 46 info@equidoctor.de
Mobil 01 71-77 17 900 www.equidoctor.de

Magnetfeldtherapie in der Pferdemedizin

Praxis - Information

räte. Die in unserer Praxis eingesetzten Systeme sind vom gepulsten Typ und werden im Folgenden beschrieben. Bitte berücksichtigen Sie auch den Produktprospekt, der im Downloadbereich bzw. auf der Activo-Med-Website (www.activomed.de) zu finden ist.

Das Combi+ System von Activo-Med



Das kombinierte System von Activo-Med setzt neue Standards mit der Multifunktionsbox als zentrale Steuereinheit.

Alle Komponenten des Systems werden bequem über die zentrale Steuereinheit bedient.

Das bedeutet Bedienerfreundlichkeit und Kosteneffizienz für Ihre Investition. Keine teuren Einzelsysteme sondern multifunktionale integrierte Systeme sind die Zukunft.

Ob Magnetfeld oder Vibrationsmassage, oder die kombinierte Lichtdusche: Sie wählen das Programm an der Multifunktionsbox aus und starten die Behandlung mit einem Tastendruck.

Individuelle Einstellungen??

Kein Problem- alle Einstellungen der Programme können während der Anwendung geändert werden.

TIERARZTPRAXIS

Das Beste aus beiden Welten:
Schulmedizin plus komplementäre Medizin
für Ihr Pferd.



**Dr. med. vet.
Markus Aschenbrenner**

Fachtierarzt für Pferde
Chiropraktik, Osteopathie für Pferde

Thierstein 12
93413 Cham
Telefon 0 99 71-86 11 46 info@equidoctor.de
Mobil 01 71-77 17 900 www.equidoctor.de

Magnetfeldtherapie in der Pferdemedizin

Praxis - Information

Rückendecke

Die besondere Ansteuerung

Die 5 einzeln angesteuerten Lines gewährleisten eine wellenförmige Ausbreitung des pulsierenden Magnetfeldes zum Herzen. Damit wird automatisch das Kreislaufsystem in seiner natürlichen Fließrichtung unterstützt. Dies bezeichnet man als „Herz-Kreislauf-Konform“. Der Rückenapplikator mit 5 Spulenreihen wird dabei in der Reihenfolge 1-2-3-5-4 (siehe Bild) angesteuert.



Das integrierte Halsteil

Massgeblich für dieses System ist die Einbeziehung der Halspartie. Damit ist die gesamte Rückenmuskulatur vom Genick bis zur Kruppe bedeckt.

Die Kombinationen

Die Rückendecke ist in der einzigartigen Ansteuerungstechnik als klassisches Magnetfeldsystem oder Combi-System mit kombinierter Massage/Magnetfeld.

TIERARZTPRAXIS

Das Beste aus beiden Welten:
Schulmedizin plus komplementäre Medizin
für Ihr Pferd.



**Dr. med. vet.
Markus Aschenbrenner**

Fachtierarzt für Pferde
Chiropraktik, Osteopathie für Pferde

Thierlstein 12
93413 Cham
Telefon 0 99 71-86 11 46 info@equidoctor.de
Mobil 01 71-77 17 900 www.equidoctor.de

Magnetfeldtherapie in der Pferdemedizin

Praxis - Information

Magnetfeldgamaschen

Die Gamaschen mit 4 eingearbeiteten Magnetfeldspulen arbeiten an den Extremitäten ebenfalls in natürlicher Fließrichtung. Sie werden an den Extremitäten von außen nach unten und von innen nach oben in Reihenfolge 1-2-3-4 (Siehe Bild) angesteuert.

Die besondere Ansteuerung sowie Länge der Gamaschenapplikatoren gewährleistet eine große Flächenabdeckung an den Extremitäten. Die einfache und flexible Handhabung bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Kombinierte Magnetfeld/Massage Gamaschen

Auch die Gamaschen sind als Cycle-Magneto-Massage Variante erhältlich. Mit der Kombination Magnetfeld/Massage können noch bessere Effekte erzielt werden. 4 Massagemodule werden in gleicher Weise angesteuert wie beim Magnetfeld.

Material in robuster Qualität

Es werden nur hochwertige Materialien verwendet. Die Gamaschen haben einen besonderen Schnitt für noch besseren Halt am Pferdebein und sind mit einem neuartigen Klettverschluss versehen. Die Strupfen sind vollelastisch und bei Fixierung um ca 30% der Länge dehnbar. Somit können die Gamaschen auch am Hinterbein um das Sprunggelenk problemlos mit der entsprechenden Elastizität angelegt werden.

TIERARZTPRAXIS
Das Beste aus beiden Welten:
Schulmedizin plus komplementäre Medizin
für Ihr Pferd.

**Dr. med. vet.
Markus Aschenbrenner**
Fachtierarzt für Pferde
Chiropraktik, Osteopathie für Pferde

Thierlstein 12
93413 Cham
Telefon 0 99 71-86 11 46 info@equidoctor.de
Mobil 01 71-77 17 900 www.equidoctor.de



Magnetfeldtherapie in der Pferdemedizin

Praxis - Information

WAVE-LIGHT-PULSE für Sportpferde und Kleintiere

Kombinierte Magnetfeld/Lichtdusche als Flächendusche und "Pointer": Die Innovation als Alternative zum klassischen Laser



Wave-Light-Pulse (WLP) bedeutet ein Quantensprung in der lokalen Therapie, die herkömmliche Lasertechnik in den Schatten stellt. Preis und Leistung sind überlegen.

Die einzigartige Kombination aus gepulstem Magnetfeld und Lichtfrequenz ermöglicht ein weites Feld von Anwendungen

- Magnetfeldfrequenz, -Intensität frei einstellbar
- Lichtfrequenz frei einstellbar
- Lichtfrequenz und Magnetfeld als Simultananwendung
- Lichtfrequenz oder Magnetfeld als Einzelanwendung

Vorbelegte Programme in der Multi-Funktions-Box erleichtern den Einstieg in diese revolutionäre Kombination.

Licht einer bestimmten Wellenlänge (kein kohärentes Licht) mit einer gepulsten Frequenz wird in freier Kombination mit pulsierendem Magnetfeld generiert. Und das einfach und praktisch über die bereits eingesetzte Multifunktionsbox.